# T-ONE | MEDI PRO

ELETTROTERAPIA: TENS - EMS - FES - IONOFORESI - REHAB

Con questo apparecchio l'operatore professionale può disporre di un valido ausilio alla sua attività.
Le memorie programmabili consentono di impostare tutte le tipologie di applicazioni TENS ed EMS.







USER FEEDBACK

Constant Curre









## T-ONE | MEDI PRO

### CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

- 4 Canali indipendenti
- Tastiera soft-touch
- Personalizzazione trattamenti uomo-donna
- Feed-back utente
- Generatore di corrente costante
- Onda quadra bifasica compensata
- Onda monofasica (solo per programma ionoforesi)
- Intensità massima 240 mApp con regolazione di 0,5 mA
- Aumento simultaneo intensità sui 4 canali
- Dispositivo medico certificato CE 0476
- 4+4 batterie ricaricabili con caricabatteria

#### **PROGRAMMI**

#### **TENS**

01-Tens convenzionale (rapido)

02-Tens endorfinico (ritardato)

03-Tens a scansione

04-Tens ai valori massimi

05-Tens Burst

06-Microcorrente

07-Vascolarizzazione

08-Decontratturante

09-Antinfiammatorio

10-Cervicalgia/cefalea miotensiva

11-Lombalgia/sciatalgia

12-Distorsioni/contusioni

13-Dolori mano e polso

14-Stimolazione plantare

15-Epicondilite

16-Epitrocleite

17-Periartrite

18-Pesantezza alle gambe

#### **REHAB**

01-Ionoforesi 1

02-Ionoforesi 2

03-Prevenzione atrofia\*

04-Atrofia (recupero trofismo)\*

05-Tono sequenziale 1\*

06-Tono sequenziale 2\*

07-Incontinenza da sforzo

(sonda esc.)

08-Incontinenza da urgenza

(sonda esc.)

09-Ematomi

#### memorie libere

01-Tens endorfinica

02-Tens rapido e microcorrente

03-Ems rampa 1 secondo

04-Ems rampa 2 secondi

05-Ems rampa 3 second

#### **FITNESS**

01-Rassodamento\*

02-Tonificazione

03-Forza base\*

04-Forza veloce\*

05-Forza esplosiva\*

06-Forza resistente\*

07-Resistenza\*

08-Capillarizzazione

09-Recupero muscolare\*

10-Agonista-antagonista\*

11-Lipolisi\*

12-Drenaggio

13-Microlifting

\* Questi programmi consentono 6 impostazioni differenti (uomo-donna, arti superiori, tronco, arti inferiori)

T-ONE MEDI PRO è un vero computer portatile. Autonomamente riesce a generare programmi di tens e riabilitazione muscolare senza la necessità di collegamenti ad un computer. Microtecnologia al servizio del professionista. Parametri impostabili:

• Tempo del programma: 1-60 minuti

• Larghezza impulso: 20-450 microsecondi

• Frequenza: 1-120 Hz

• Rampe impulso: 1-2-3 secondi









Il presente documento e i suoi contenuti sono riservati esclusivamente a personale medico

TEGO