

MODELLO	MIO-IONOTENS			
<p style="text-align: center;"><b>DOTAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elettroterapia TENS/NEMS/IONOFORESI con display grafico</li> <li>• 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)</li> <li>• elettrodi adesivi pregellati</li> <li>• batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica</li> <li>• caricabatterie</li> <li>• clip di aggancio alla cintura</li> <li>• manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi</li> <li>• borsa per il trasporto</li> </ul>				
<p style="text-align: center;"><b>CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elettroterapia a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi;</li> <li>• generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata;</li> <li>• 3 programmi IONOFORESI</li> <li>• 7 programmi RIABILITAZIONE</li> <li>• 14 programmi TENS</li> <li>• 13 memorie libere TENS - NEMS</li> <li>• tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi;</li> <li>• istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display;</li> <li>• funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile);</li> <li>• display retroilluminato;</li> <li>• intensità massima 200 mApp;</li> <li>• dispositivo medico certificato CE0476</li> </ul> <p><b>MIO-IONOTENS</b> è studiato ed indicato per i trattamenti di cura, riabilitazione e recupero funzionale di numerose affezioni dolorose derivanti da artrite, artrosi, sciatica, lombalgia, cervicale, strappi muscolari, ecc.</p> <p><b>MIO-IONOTENS</b> è dotato in particolare di 3 programmi specifici per IONOFORESI, tecnica elettroterapica che sfrutta la corrente continua per introdurre medicinali nella zona di dolore. Con questa tecnica si hanno due grandi vantaggi: si evita l'assunzione di farmaci per via orale e si va ad agire direttamente sulla zona del dolore.</p>				
<b>14 Programmi TENS</b>	<b>10 Programmi REHAB</b>	<b>13 Memorie LIBERE</b>		
Tens convenzionale (rapido)	Ionoforesi 1	TENS mem 1		
Tens endorfinico (ritardato)	Ionoforesi 2	TENS mem 2		
Tens ai valori massimi	Ionoforesi 3	TENS mem 3		
Antinfiammatorio	Microcorrente	TENS mem 4		
Cervicalgia/cefalea miotensiva	Ematomi	TENS mem5		
Lombalgia/sciatalgia	Edemi	NEMS mem1		
Distorsioni/contusioni	TENS modulata	NEMS mem2		
Vascolarizzazione	TENS Burst	NEMS mem3		
Decontratturante	Prevenzione atrofia	NEMS mem4		
Dolori mano e polso	Atrofia – recupero del trofismo	NEMS mem5		
Stimolazione plantare		NEMS alternato su 2 canali		
Stimolazione plantare		NEMS alternato su 2 canali		
Epitrocleite		Test batteria		
Periartrite				
<p><b>Dimensioni apparecchio:</b> 114 X 68 X 26 mm</p>				