




Medline International Italy s.r.l.
Unipersonale

Piazzale della resistenza, 3
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055 / 776 6516

www.medline.com/it



Scheda Tecnica

Camici Isolamento Impervi CRIE4040 range

Codice	Colore	Taglia	Lungh. Camice (A)	Largh. camice circonferenza (B)	Lung. maniche (C)	Distanza innesto manica/camiche (D)
CRIE4040C	Giallo	L	114 cm	135cm	55cm	28cm
CRIE4040BC	Blu					
CRIE4040WC	Bianco					
CRIE4041C	Giallo	XL	135cm	152cm	56cm	32cm
CRIE4041BC	Blu					
CRIE4041WC	Bianco					

Camice da isolamento impervio costituito da:

-parte anteriore del camice e maniche in biaccoppiato/spunbond 27g/m2 (impervietà)

-parte posteriore in polipropilene 15 g/m2 (ottimo grado di traspirabilità)

Chiusura al collo ed in vita con lacci, polsini in maglia in poliestere elasticizzato.

Descrizione e materiali

Performance:

Test	Risultati dei test corpo e maniche
EN 16523-1:2015 – Determinazione della resistenza dei materiali alla permeazione di agenti chimici – permeazione da sostanze chimiche liquide sotto condizioni di contatto continuo.	Agente chimico testato: Detergente con Glucoprotamina in concentrazione del 25-30% Tempo di permeazione: >480 minuti
EN 20811-Resistenza alla penetrazione di liquidi	109.3 (cmH ₂ O)

Destinazione d'uso

Protezione operatori sanitari resistenti ai liquidi e ai prodotti chimici

Pack factor

100 pz

Confezionamento

Ogni busta contiene 10 unità, la confezione di vendita contiene 10 buste

Sterilizzazione

Prodotto non sterile.

Validità

5 anni dalla data di produzione a confezione integra

Data emissione: 23/11/2020

Revisione: 1
Approvato da: Resp. Qualità

Page 1/2



TDS_ImpCovGown_CRIE404xC_IT02
© 2020 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.



Conservazione e stoccaggio:	Proteggere da elevate fonti di calore/ freddo. Mantenere in luogo fresco, asciutto e pulito.
Presenza di lattice	Latex Free.
Conformità normativa	<p>DPI I categoria Prodotto conforme al Regolamento (EU) 425/2016 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale del 9 marzo 2016 Protezione contro rischi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Contatto prolungato con liquidi (acqua) che potrebbe avvenire in ambiente medicale- Agenti chimici detergenti ad azione debole <p>Si prega di consultare le etichette e le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo del prodotto. Conformità ai regolamenti REACH (CE) e 1272/2008</p>
Classificazione CND	DPI
RDM	DPI
Fabbricante	Medline International France SAS EN ISO 13485
Distributore	Medline International Italy Srl Unipersonale, certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001