

Medline International Italy s.r.l. Unipersonale

Piazzale della resistenza, 3 50018 Scandicci (FI) Tel. 055 / 776 6516

www.medline.com/it



## Scheda Tecnica

## Ghiaccio istantaneo in busta

Ghiaccio istantaneo in busta per trattamentoto topico crioterapico, monouso. Attivazione mediante piegatura e premitura, come da istruzioni per l'uso previste. La temperatura minima raggiunta dopo l'attivazione è di 1,96°C. Il range di temperatura compreso tra 4,02°C e 1,96°C viene raggiunto dopo 4 minuti dall'attivazione e mantenuto per 30 minuti.

Descrizione e materiali

Materiale contenuto: Miscela di urea e acqua.

Prodotto atossico

E' privo di prodotti a base di nitrato d'ammonio e ftalati

Strato esterno in TNT soffice per applicazione diretta sulla cute, impermeabile e resistente.

Non applicare la crioterapia per più di 20 minuti sulla cute

Destinazione d'uso

Trattamento topico crioterapico di dolori, gonfiori ed ematomi

Pack factor

Vedere sotto.

Confezionamento

confezionamento singolo

Dispositivo Medico di Classe Ila

Sterilizzazione

Prodotto non sterile.

Validità

3 anni dalla data di produzione indicata sul dispenser

Conservazione e stoccaggio:

Proteggere da elevate fonti di calore/ freddo. Mantenere in luogo fresco, asciutto e pulito.

Presenza di lattice

Latex Free.

Conformità normativa

Prodotto conforme ai requisiti essenziali di cui all'All.I della Direttiva 93/42/CEE riguardante i dispositivi medici e successive modifiche e integrazioni, recepita dal D.Lgs. 46/97 e succ. mod. int.

Classificazione CND

M9001

RDM

Vedere sotto

**Fabbricante** 

DANYANG RAPID AID HOT AND COLD THERAPY PRODUCTS CO., LTD. CINA - EC REP.: Lotus NL B.V., The Netherlands

Distributore

Medline International Italy Srl Unipersonale, certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001

Codici e misure

**CPACKL** 

L 16 x 24 cm 24 pz

RDM: 1633467

**CPACKS** 

S 12,7 x 19 cm 24 pz

RDM: 1633487

25/09/2020

Revisione:

Approvato da: Resp. Qualità

1

Page 1/1





