


## Collari per estricazione Stifneck Select

*Tutti gli Stifneck adulti in un unico collare facilmente regolabile! Misurare il paziente, selezionare la misura*

Scegliendo il Select si sceglie la qualità.


E' facilmente regolabile per tutte le dimensioni e sicuro!



*Un'unica grossa apertura nella parte posteriore consente la palpazione, il drenaggio e la visualizzazione del rachide cervicale favorendo la ventilazione per un maggiore confort del paziente. Le istruzioni per l'uso stampigliate sul retro mostrano come impostare la misura giusta e applicare il collare.*



*I bloccaggi sono contrassegnati chiaramente e facili da identificare.*



*Rapido e semplice sistema di regolazione.*



- 980010 Collare Stifneck Select
- 980012 Collare Stifneck Select, Verde
- 980016 Combo Pack Stifneck Select/HeadBed™ II HID (1 di ciascuno)
- 98 19 20 Video d'addestramento Stifneck Select (NTSC)



## Stifneck Pedi-Select Extrication Collar

*La famiglia di collari Stifneck è oggi completa con l'aggiunta del Pedi-Select!*

Progettato per adattarsi alle caratteristiche specifiche dei bambini.

- 98 00 20 Collare Stifneck Pedi-Select \*

*\*Disponibile anche in grossi quantitativi: chiamare per maggiori informazioni.*

**Tutti i collari per estricazione Laerdal sono privi di lattice.**

**Tre collari pediatrici in uno!**

