



# ESTRINSECATORE SED



SED è lo strumento per la estrinsecazione e l'immobilizzazione spinale in tutte le situazioni di emergenza. Particolarmente indicato quindi per vittime bloccate in veicoli, crolli, e luoghi disagiati. Può essere usato anche per pazienti in gravidanza bambini o neonati. Ideale per la steccature delle fratture dell'anca e del bacino. Il rivestimento in robusto vinile limita le abrasioni e ne assicura una totale integrità. La rigidità verticale e la flessibilità orizzontale sono le principali caratteristiche di questo strumento che permette una rapida immobilizzazione della colonna spinale e una sicura estricazione.

Le cinture e le fibbie sono colorate per facilitarne il riconoscimento.

SED è completamente radiocompatibile.

Viene fornito con

- comoda e robusta sacca di trasporto
- fascia nucale e mentoniera
- cuscino da utilizzare come spessore nello spazio nucale cm.60x16x4

peso Kg. 3,120

codice ordine **EST001**

**PVS SpA - Cassina de Pecchi - Italy**





# SPINAL IMMOBILIZATION



SED is the correct instrument to use to extricate and immobilise the patient during an emergency.

Specially designed for victims blocked in cars, crashes and in inconvenient position . Can be used

also for pregnant women, children and babies.

Ideal to use for a hip or pelvis fracture. The vinyl strong coating limits the eventual abrasion and assure full integrity.

The vertical rigidity and the horizontal flexibility are the main characteristics of this instrument which permit a quick immobilization of the spine ad a secure extrication.

For an easy and quick use the belts and buckles are in various colours.

SED is 100% X-RAY translucent.

Supplied with :

- a comfortable bag
- chin and forehead straps
- soft cushion for the neck cm.60x16x4
- weight kg. 3,120

code : **EST001**

**PVS SpA - Cassina de Pecchi - Italy**





## EXTIRPATEUR ET IMMOBILISATION DE LA COLONNE VERTEBRALE



SED est l'équipement idéal pour extirper et immobiliser d'urgence un accidenté. Spécialement projeté pour des victimes bloqués dans des autos accidentées, dans des écroulements de bâtiments et dans des lieux aux accès particulièrement difficiles. L'utilisation est idéale pour les fractures du bassin et/ou des hanches. Le revêtement en vinyle limite les éventuelles abrasions et assure une totale intégrité. La rigidité verticale et la souplesse horizontale sont les principales caractéristiques de cet équipement qui permet une rapide immobilisation de la colonne vertébrale et une facile extirpation. Les ceintures et boucles sont de coloris assortis pour en faciliter l'usage.

Fournis avec :

- Un sac confortable et résistant
- Bande pour la nuque et le menton
- Un coussin pour la nuque cm.60x16x4

Poids Kg 3,120

code : **EST001**

**PVS SpA - Cassina de Pecchi - Italy**



Cuscino – cushion - coussin  
cm.60x16x4

