

SPECIFICHE TECNICHE

REVISIONE: A DATA: 01/06/09



PRODOTTO:

CATHETER MOUNT CONNETTORI 22mmF E
15F/22M, GOMITO DOPPIO GIREVOLE CON TAPPO
ELASTOMERICO A DUE APERTURE



CODICE PRODOTTO
038-61-306

CODICE CND:
R020202

CODICE RDM:
189811/R

DETTAGLI DI SPECIFICA/MISURA:

- Connettori conici conformi alla ISO 5356 che permettono una connessione universale.
- Connettore 22 mm femmina conico al lato macchina.
- Connettore 15 mm femmina/22 mm maschio conico al lato paziente, montato su un gomito con accesso doppio e cappuccio elastomerico.
- Tubo corrugato largo 15 mm, lungo 150 mm.
- Il catheter mount è conforme alla norma BS 7143 Catheter mounts (flexible adaptors) for use with medical breathing systems.
- La Porta Luer Lock è conforme alla norma ISO 594-2 Conical Fittings with a 6 % (Luer) Taper for Syringes, Needles and Certain Other Medical Equipment - Part 2: Lock Fittings
- Fornito di raccordo a gomito doppio girevole
- Latex Free.

USO SINGOLO: I Catheter Mount sono dispositivi per Uso Singolo da usare su un singolo paziente per una singola procedura.

DESCRIZIONE/FUNZIONE: I catheter mount Flexicare sono studiati per fornire una connessione flessibile tra un dispositivo per intubazione e un circuito respiratorio. La flessibilità del tubo permette il posizionamento del circuito respiratorio in funzione delle esigenze cliniche e del comfort del paziente.

PROGETTO/COSTRUZIONE: In plastica leggera con connettori conici universali. Tubo altamente flessibile.

MATERIALI: I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo sono:

Tubo corrugato:	Polietilene Bassa Densità (LDPE)
Connettore femmina 22:	Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
Gomito	Polipropilene (PP)
Cappuccio:	Polivinilcloruro (PVC)

CONFEZIONAMENTO: I dispositivi sono confezionati individualmente in sacchetti di polietilene. La confezione multipla consta di 50 pezzi imballati nel cartone Flexicare esternamente etichettato.

FLEXICARE MEDICAL LTD is an ISO 13485 / CE mark registered company and is registered with the FDA. Certificates and registration numbers are available on request.

Distributore:



AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.
Via dei Prati 62, 25073 Bovezzo (BS) ITALY –
Tel. 030 201 59.11, Fax 030 200 05 51
Società soggetta all'attività di direzione coordinamento di Air Liquide
Santé International S.A.
Web Site: <http://www.airliquidemedicalsystems.it>