

MODELLO	MIO-CARE	
VERSIONE	PRO (63 PROGRAMMI)	
<p align="center">DOTAZIONE MIO-CARE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elettroterapia TENS e NEMS con display grafico • 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili) • elettrodi adesivi pregellati • batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica • caricabatterie • clip di aggancio alla cintura • manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi • borsa per il trasporto 		
<p align="center">CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elettroterapia a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi; • generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata; • programmi TENS – NEMS – BEAUTY • 13 memorie libere TENS - NEMS • tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi; • istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display; • funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile); • display retroilluminato; • intensità massima 200 mApp; • dispositivo medico certificato CE0476 		
	14 Programmi TENS	21 Programmi NEMS
	15 Programmi BEAUTY	
Tens rapido	Riscaldamento	Rassodamento arti superiori e tronco
Tens endorfinico	Resistenza arti superiori e tronco	Rassodamento arti inferiori
Tens ai valori massimi	Resistenza arti inferiori	Tonificazione arti superiori e tronco
Antinfiammatorio	Forza resistente arti superiori e tronco	Tonificazione arti inferiori
Cervicalgia/cefalea miotensiva	Forza resistente arti inferiori	Definizione arti superiori e tronco
Lombalgia/sciatalgia	Forza base arti superiori e tronco	Definizione arti inferiori
Distorsioni/contusioni	Forza base arti inferiori	Modellamento
Vascularizzazione	Forza veloce arti superiori e tronco	Microlifting
Decontratturante	Forza veloce arti inferiori	Lipolisi addome
Dolori mano e polso	Forza esplosiva arti superiori e tronco	Lipolisi cosce
Stimolazione plantare	Forza esplosiva arti inferiori	Lipolisi glutei e fianchi
Epicondilite	Capillarizzazione profonda	Lipolisi braccia
Epitrocite	Recupero muscolare	Elasticità tessuti
Periartrite	Agonista-antagonista	Capillarizzazione
13 MEMORIE LIBERE	Contrazioni toniche sequenziali arti superiori e tronco	Pesantezza alle gambe
5 memorie libere TENS	Contrazioni toniche sequenziali arti inferiori	
7 memorie libere NEMS	Contrazioni fasiche sequenziali arti superiori e tronco	
1 TEST batteria	Contrazioni fasiche sequenziali arti inferiori	
	Decontratturante	
	Massaggio profondo	
	EMS	
Dimensioni apparecchio: 114 X 68 X 26 mm		

